

KRYOGENE BEHOLDERE

AGIL 6



- Kryobeholder med kort holdbarhed
- Opbevaring og transport af kryogen væske
- Kapacitet 6 L
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

Designet til

Flydende Nitrogen

Undtagen

Oxygen

Specifikationer

Storage capacity	6 l
Static holding time	49 d*
Daily evaporation.....	2.9 l/dag*
Empty weight.....	2.4 kg

* Daglig fordampning og statisk holdetid er givet for 20 ° C, 1013mb, container stationært og uden låg.

Dimensioner

Højde (H) : 300 mm

Ø2 : 185 mm

Ø1 : 200 mm

Nettovægt : 2.4 kg

Brugermanualer

OP