

LÆKDETEKTORER 1000 BULLES



- Lækagedetektor
- Lækage test for forbindelser
- Højeste følsomhed: Selv de mindste mikrolækager detekteres sikkert takket være tydelig bobledannelse

Skæring, industriel proces, Svejsning, Laboratorier og analyse

Applikationer

Høj følsomhed: Detekterer selv de mindste lækager under lavt tryk. Ikke brandfarlig. Skånsom mod huden og biologisk nedbrydelig

Designet til gasdetektering

brændbare gasser, Ikke-korroderende gasser, oxiderende gasser

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel! Beholder under tryk: kan sprænges, hvis den opvarmes

Dimensioner

Nettovægt : 0.9 kg

Produkter

Model	Varenummer
19207	LÆKSØGER "1000 BULLES"