

# KRYOGENE BEHOLDERE

## TP 35



- Kryobeholder med automatisk trykregulering
- Opbevaring og omstikning flydende Nitrogen ved lavt tryk
- Kapacitet 35 L
- Udført i letmetal

Laboratorier og analyse

## Applikationer

### Designet til

Flydende Nitrogen

## Specifikationer

Storage capacity .....	35 l
Static holding time .....	35 d*
Neck diameter .....	50 mm
Daily evaporation.....	1 l/dag*
Empty weight.....	19.8 kg**
Full weight .....	48 kg**

\* Daglig fordampning og statisk holdetid er givet for 20 ° C, 1013mb, beholder stationære låget lukket. Disse værdier er nominelle og kan variere alt efter modtagerens data og produktionstolerancer.

\*\* Med kontrol hoved

## Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel! Skal bruge passende personligt sikkerhedsudstyr (handsker, svejsebriller, forklæde)

# Dimensioner

**Højde (H)** : 853 mm

**Højde (H1)** : 580 mm

**Ø2** : 468 mm

**Nettovægt** : 19.8 kg

## Brugermanualer

OP