

KRYOGENE BEHOLDERE

AGIL 2



- Kryobeholder med kort holdbarhed
- Opbevaring og transport af kryogen væske
- Kapacitet 2 L
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

Designet til

Flydende Nitrogen

Undtagen

Oxygen

Specifikationer

Storage capacity	2 l
Static holding time	43 d*
Daily evaporation.....	1.1 l/dag*
Empty weight.....	1.35 kg

* Daglig fordampning og statisk holdetid er givet for 20 ° C, 1013mb, container stationært og uden låg.

Dimensioner

Højde (H) : 312 mm

Ø2 : 100 mm

Ø1 : 122 mm

Nettovægt : 1.35 kg

Brugermanualer

OP