

# KRYOGENE BEHOLDERE

## TR 35



- Trykløs kryobeholder
- Opbevaring og transport af kryogen væske
- Kapacitet på 33,6 L
- Udført i letmetal

Laboratorier og analyse

## Applikationer

### Designet til

Flydende Nitrogen

## Specifikationer

Storage capacity .....	33.6 l
Static holding time .....	140 d*
Neck diameter .....	50 mm
Daily evaporation.....	0.24 l/dag*
Empty weight.....	15.8 kg
Full weight .....	43 kg

\* Daglig fordampning og statisk holdetid er givet for 20 ° C, 1013mb, beholder stationære låget lukket. Disse værdier er nominelle og kan variere alt efter modtagerens data og produktionstolerancer.

# Dimensioner

**Højde (H)** : 655 mm

**Højde (H1)** : 580 mm

**Ø2** : 468 mm

**Nettovægt** : 15.8 kg

# Brugermanualer

OP