


RACK 1 CYL LAB



- Flaskeholder
- Vægmonteret
- Velegnet til én gasflaske
- Udført i aluminium

Laboratorier og analyse

Applikationer

Designet til


L50 og M20 komprimeret gas flaske

Dimensioner

Længde (L) : 160 mm

Højde (H) : 205 mm

Dybde (D) : 50 mm



Produkter

Model	Varenummer	Material
19176	FLASKEHOLDER 1 FL MED STRIPES	Aluminium

Options

Model	Long designation
19179	STRIPES (til udveksling) til flaskeholder for B50

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
19176	19179	STRIPES (til udveksling) til flaskeholder for B50