

GAS CABINET 3 CYL



- Sikkerhed gas kabinet
- Anvendelse med tre L50
- Velegnet til rene gasser og giftige blandinger
- Udført i lakeret stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

Designet til implementering af

Rene gasser og blandinger, giftige blandinger


Dimensioner

Længde (L) : 1100 mm

Højde (H) : 2000 mm

Dybde (D) : 525 mm

Nettovægt : 155 kg



Produkter

Model	Varenummer
8063	GASSKAB FOR 3 GASFLASKER