

Medicinteknisk Kuldioxid opfylder kriterierne for et medicinteknisk produkt i henhold til direktiv 93/42/EEG og er således CE-mærket. Dette garanterer højeste kvalitet, kontrol og sporbarhed.

Anvendelse

Udvidelse af kropskaviteter i forbindelse med operation og diagnostik.

Gasspecifikation

Renhed (%vol)	Andre komponenter (ppm-v)
CO ₂ ≥ 99,5	H ₂ O ≤ 67
	CO ≤ 5
	N ₂ O och NO ≤ 2

Transportinformation

Komprimeret gas	
UN-nummer	1031
ADR/RID	Klasse 2, Klassifikationskode 2A
Sikkerhedsdatablad	www.airliquide.com/denmark

Leveringsform	Flaskestørrelse	Ventiletype	Indhold, kg	Varenummer
Flaske	2,5 liter	Pinindex	1,8	M5110S0210A001
Flaske	2,5 liter	Håndhjul	1,8	M5110S02R0A001
Flaske	8 liter	Håndhjul	6	M5110S08R0A001
Flaske	10 liter	Håndhjul	7,5	M5110S10R0A001
Flaske	20 liter	Håndhjul	15	M5110M20R0A001
Flaske	50 liter	Håndhjul	37,5	M5110L50R0A001

Flaskespecifikation:

Fyldningstryk: 51 bar
Flaskemateriale: Stål
Skulderfarve: Grå

Ventiletyper:

Ventiltilslutning W27X2 (SS 367615)

Kontakt oss

Air Liquide Danmark
Høje Taastrup Vej 42
2630 Taastrup
Tlf: 43 55 50 50

www.airliquide.com/denmark

www.airliquide.com